


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C9 Para Wb, Elisa - P02748

Número de artículo: CM0030730



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-C9 validado para Western blot y ELISA. Detecta el componente C9 del complemento humano y de ratón, una subunidad del complejo de ataque a la membrana (MAC) formadora de poros. Adecuado para la investigación de la inmunidad innata y la vía del complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-C9
Observaciones/Alias	C9D; ARMD15; C9
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	735
ID de gen	735
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-265 del C9 humano (NP_001728.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P02748
Peso de la proteína	63 kDa
Envío	Bolsa de hielo