


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-C9Orf114 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5T280

Número de artículo: CM0021384



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra C9orf114 humano (CENP32/SPOUT1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para investigar la biología del centrómero, la organización del huso mitótico y la metilación de rRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	C9orf114 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CENP32; CENP-32; HSPC109; C9orf114
Especie	Humano
ID de Gen	51490 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 163-340 del C9orf114 humano (NP_057474.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q5T280
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo