


Anticuerpo Policlonal Anti-C9Orf72 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Lt7

Número de artículo: CM0023396



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra C9orf72 humano (aa 9-200). Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Objetivo implicado en autofagia y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	C9orf72 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALSFTD, DENND9, FTDALS, DENNL72, FTDALS1, C9orf72
Especie	Humano
GeneID (Humano)	203228
GeneID	203228
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 9-200 de C9orf72 humano (NP_001242983.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96LT7
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo