


Anticuerpo Policlonal Anti-Ca13 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N1Q1

Número de artículo: CM0016589



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la anhidrasa carbónica 13 humana (CA13), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Herramienta esencial para el estudio de la regulación del pH y la conversión metabólica del dióxido de carbono.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CA13 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CAXIII; CA13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	377677
GeneID	377677
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de la CA13 humana (NP_940986.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8N1Q1
Peso Molecular	29kDa
Envío	Bolsa de hielo