


Anticuerpo Policlonal Anti-Ca3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P07451

Número de artículo: CM0015027



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CA3 de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la anhidrasa carbónica III (CA3/CAIII) humana, de ratón y de rata, una enzima citoplasmática específica del músculo para la hidratación reversible de CO₂.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Car3, CAIII, CA3
Especie	Humana
GeneID (Humana)	761
GeneID	761
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la CA3 humana (NP_005172.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P07451
Peso Molecular	30kDa
Envío	Bolsa de hielo