


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ca3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07451

Número de artículo: CM0017638



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la anhidrasa carbónica III humana (CA3). Validado para WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la detección de anhidrasa carbónica específica del músculo. Peso aproximado de 30 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CA3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	Car3; CAIII; CA3
Especie	Humana
GeneID (humano)	761
GeneID	761
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la CA3 humana (NP_005172.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P07451
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo