

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ca5A Para Wb, If/Icc, Elisa - P35218

Número de artículo: CM0017312

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CA5A humana (también ratón/rata). Validado para Western Blot, IF/ICC y ELISA. Detecta la anhidrasa carbónica mitocondrial crucial para el ciclo de la urea y el metabolismo del ciclo de Krebs. Para investigación de IVD y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CA5A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CA5; CAV; CAVA; CA5AD; GS1-21A4.1; CA5A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	763
GeneID	763
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 39-305 de la CA5A humana (NP_001730.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35218
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo