

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ca5B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2D0

Número de artículo: CM0019493

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CA5B humano (CAVB, CA-VB), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce CA5B humano, de ratón y de rata. Banda predicha de 36 kDa. Ideal para la investigación de anhidrasas carbónicas mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CA5B pAb de Conejo
Observaciones/Aliasus	CAVB; CA-VB; CA5B
E>Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	11238
ID de Gen	11238
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-317 del CA5B humano (NP_009151.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2D0
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo