

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cab39 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y376

Número de artículo: CM0018813



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CAB39 de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Dirigido a la proteína de unión a calcio 39 (MO25alfa), un estabilizador clave del complejo STK11/LKB1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CAB39
Observaciones/Alias	MO25; CGI-66; CAB39
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	51719
ID de Gen	51719
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-341 de CAB39 humano (NP_057373.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y376
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo