


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cab39L Para Wb, Elisa - Q9H9S4

Número de artículo: CM0029148



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CAB39L validado para WB y ELISA. Reacciona con CAB39L humano y de ratón (39kDa). Objetivo: proteína de unión al calcio 39-like (MO25beta), un componente del complejo activador de STK11/LKB1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAB39L Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MO2L; MO25-BETA; bA103J18.3; CAB39L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	81617
GeneID	81617
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-337 del CAB39L humano (NP_112187.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H9S4
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo