

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cables1 Para Wb Y Elisa - Q8Tdn4

Número de artículo: CM0016774

Introducción

CABLES1 Rabbit pAb para WB y ELISA. Validado en humano y ratón. Sustrato 1 de CDK5/ABL1, clave en el desarrollo neuronal y el ciclo celular. De CamelBio, proveedor integral de materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CABLES1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CABL1; IK3-1; CABLES; HsT2563; CABLES1
Especie	Humano
GenelD (humano)	91768
GenelD	91768
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-368 de la CABLES1 humana (NP_612384.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8TDN4
Peso molecular de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo