


Anticuerpo Policlonal Anti-Cabp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nzu7

Número de artículo: CM0020611



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CABP1 humano (Calbrain/Caldendrin), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta CABP1 humano, de ratón y de rata con un peso molecular predicho de 40kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	CABP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CALBRAIN; HCALB_BR; CABP1
Especie	Humano
GeneID	9478
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CABP1 humano (NP_001028849.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZU7
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo