


Anticuerpo Policlonal Anti-Cabp7 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q86V35

Número de artículo: CM0013851



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CABP7 (Calneuron II), validado para Western blot, IHC-P y ELISA en seres humanos, ratones y ratas. Se dirige a un regulador del tráfico del aparato de Golgi. Ideal para estudios de biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CABP7 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CALN2; CABP7
Especie	Humano
GeneID (humano)	164633
GeneID	164633
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-180 de CABP7 humano (NP_872333.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q86V35
Peso molecular	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo