


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cacna1D Para Wb Y Elisa - Q01668

Número de artículo: CM0019544



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CACNA1D humano (Cav1.3), reactivo con humano y rata, adecuado para Western blot y ELISA. Explore la función del canal de calcio tipo L en células excitables.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CACNA1D Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CACH3; CACN4; PASNA; SANDD; Cav1.3; CCHL1A2; CACNL1A2; CACNA1D
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	776
ID de Gen	776
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1882-2181 de CACNA1D humano (NP_000711.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q01668
Peso Proteico	245kDa
Envío	Bolsa de hielo