

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cacna1E Para Wb, Elisa - Q15878

Número de artículo: CM0015021



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CACNA1E validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Producido contra proteína recombinante, adecuado para la investigación de canales de calcio de tipo R.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CACNA1E Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BII; CACH6; DEE69; gm139; Cav2.3; EIEE69; CACNL1A6; CACNA1E
Especie	Humano
GeneID (Humano)	777
GeneID	777
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2014-2313 del CACNA1E humano (NP_001192222.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15878
Peso Proteico	262kDa
Envío	Bolsa de hielo