


Anticuerpo Policlonal Anti-Cacna1H Para If/Icc, Elisa - 095180

Número de artículo: CM0015466



Introducción

CACNA1H Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal contra CACNA1H humano, validado para IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Diseñado para la investigación del canal de calcio tipo T Cav3.2 en el transporte iónico y estudios neurológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CACNA1H Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ECA6; EIG6; HALD4; Cav3.2; CACNA1HB; CACNA1H
Especie	Humano
GenelD (humano)	8912
GenelD	8912
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1890-2030 de CACNA1H humano (NP_066921.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	095180
Peso de la proteína	259 kDa
Envío	Bolsa de hielo