


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cacna1H Para If-P, Elisa - O95180

Número de artículo: CM0022944



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CACNA1H humano (Cav3.2), una subunidad del canal de calcio de tipo T. Validado para IF-P y ELISA, presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para investigación en neurociencia, cardiología y canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CACNA1H Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	ECA6; EIG6; HALD4; Cav3.2; CACNA1HB; CACNA1H
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8912
ID del gen	8912
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 2250-2353 de CACNA1H humano (NP_066921.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	O95180
Peso de la proteína	259 kDa
Envío	Bolsa de hielo