

Anticuerpo Policlonales Anti-Cacna1S Para If-P Y Elisa - Q13698

Número de artículo: CM0019559



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CACNA1S humano (subunidad alfa-1S del canal de calcio de tipo L, Cav1.1) validado para IF-P y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en acoplamiento excitación-contracción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CACNA1S Rabbit pAb
Notas / Alias	MHS5; DHPRM; HOKPP; TTPP1; CMYP18; Cav1.1; HOKPP1; hypoPP; CCHL1A3; CACNL1A3; CACNA1S
Especie	Humano
GeneID (humano)	779
GeneID	779
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 900-1000 de CACNA1S humano (NP_000060.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q13698
Peso Molecular	212kDa
Envío	Bolsa de hielo