

Anticuerpo Policlonal Anti-Cacna2D2 Para Wb, Elisa - Q9Ny47

Número de artículo: CM0017816

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a CACNA2D2 humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de canales de calcio y estudios relacionados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CACNA2D2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CASVDD; CACNA2D; CACNA2D2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9254
ID del Gen	9254
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-200 de CACNA2D2 humano (NP_001167522.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9NY47
Peso Molecular de la Proteína	130kDa
Envío	Bolsa de hielo