

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cacna2D3 Para Wb, Elisa - Q8Izs8

Número de artículo: CM0017551

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al CACNA2D3 humano (subunidad alfa-2/delta-3 del canal de calcio dependiente de voltaje). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Para la investigación de canales iónicos y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CACNA2D3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSA272268, CACNA2D3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55799
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 900-1040 del CACNA2D3 humano (NP_060868.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Humano, Ratón, Rata	
SWISS	Q8IZS8
Peso Proteico	123kDa
Envío	Bolsa de hielo