


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cacnb1 Para Wb, Elisa - Q02641

Número de artículo: CM0025495



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CACNB1, una subunidad reguladora de los canales de calcio tipo L, validado para WB y ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para investigación cardiovascular y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CACNB1
Observaciones/Alias	CAB1; CCHLB1; CACNLB1; CACNB1
Especie	Humano
GeneID	782
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 429-598 de CACNB1 humano (NP_000714.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02641
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo