

Anticuerpo Policlonal Anti-Cacnb3 Para Wb, Elisa - P54284

Número de artículo: CM0016354



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CACNB3 (CAB3, CACNLB3) humano, una subunidad beta-3 del canal de calcio de tipo L dependiente de voltaje. Validado para WB y ELISA, reacciona con ratón y rata. Ideal para investigación en canales iónicos y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CACNB3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAB3, CACNLB3, CACNB3
Especie	Humano
GeneID	784
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 355-484 de CACNB3 humano (NP_000716.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P54284
Peso proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo