

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cacng1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q06432

Número de artículo: CM0013526

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CACNG1 humano (subunidad gamma-1 del canal de calcio dependiente de voltaje). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta las proteínas humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de los canales de calcio tipo L del músculo esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CACNG1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CACNLG; CACNG1
Especie	Humana
GeneID (humano)	786
GeneID	786
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-110 de CACNG1 humano (NP_000718.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q06432
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo