


Anticuerpo Policlonal Anti-Cacybp Para Wb, Elisa - Q9Hb71

Número de artículo: CM0024398



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína de unión a calciclina (CACYBP) validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Útil para estudiar la degradación mediada por ubiquitina y la señalización de calcio. Respaldo por la experiencia de CamelBio en el suministro de materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado KO] CACYBP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SIP, GIG5, PNAS-107, S100A6BP, BP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27101
GeneID	27101
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-228 del CACYBP humano (NP_055227.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HB71
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo