


Anticuerpo Policlonal Anti-Cacybp (Validado Por Ko) - Q9Hb71

Número de artículo: CM0027214



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CACYBP humano, validado por knockout, para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta CACYBP endógeno en muestras humanas, de ratón y rata. El inmunógeno recombinante garantiza consistencia entre lotes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] CACYBP Rabbit pAb
Notas/Alias	SIP; GIG5; PNAS-107; S100A6BP; BP
Especie	Humano
GeneID (humano)	27101
GeneID	27101
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HB71
Peso de Proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo