


Anticuerpo Policloonal Anti-Cad Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27708

Número de artículo: CM0029335



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CAD humano (P27708), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de biosíntesis de pirimidinas y trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CAD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDG1Z; DEE50; GATD4; EIEE50; CAD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	790
GeneID	790
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1650-1900 de CAD humano (NP_004332.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27708
Peso Molecular	243kDa
Envío	Bolsa de hielo