


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cad Para Wb, If/Icc, Elisa - P27708

Número de artículo: CM0009408



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-CAD validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce la CAD humana, una enzima multifuncional de 243 kDa de la vía de biosíntesis de novo de pirimidinas. Ideal para el estudio del metabolismo de pirimidinas y sus trastornos asociados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CAD Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CDG1Z; DEE50; GATD4; EIEE50; CAD
Especie	Humana
GeneID (Humano)	790
GeneID	790
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la CAD humana (P27708).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P27708
Peso molecular de la proteína	243kDa
Envío	Bolsa de hielo