

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cadherina 16 (Cdh16) Para Wb, If, Ihc, Elisa - O75309

Número de artículo: CM0027144

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Cadherina-16 humana (CDH16, Ksp-cadherina). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de cadherina específica de riñón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Cadherina 16 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CDH16; Cadherina 16
Especie	Humano
GeneID	1014
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-230 de la Cadherina 16 humana (NP_004053.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75309
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo