

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cadherina 16 Para Wb, If-P, Elisa - 075309

Número de artículo: CM0003602

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Cadherina 16 validado para WB, IF-P y ELISA. Dirigido a la cadherina específica de riñón, una proteína de adhesión celular. Presenta reactividad cruzada con Humano y Ratón. Ideal para investigación en IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Cadherina 16 mAb de conejo
Observaciones/Alias	Ksp cadherina; Cadherina 16
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1014
GeneID	1014
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	075309
Peso de la proteína	90kDa
Envío	Bolsa de hielo