

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cadherina-17 (Li Cadherina) Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - Q12864

Número de artículo: CM0011713



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la Cadherina-17 humana (LI-cadherina), validado para WB, IHC-P, IF-P, ELISA y con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de adhesión celular y organización tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LI Cadherina/Cadherina-17 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HPT1; CDH16; HPT-1; LI Cadherina/Cadherina-17
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1015
ID de Gen	1015
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la LI Cadherina/Cadherina-17 humana (Q12864)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
□□□□	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12864
Peso Proteico	92 kDa
Envío	Bolsa de hielo