


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cadm3 Para Wb Y Elisa - Q8N126

Número de artículo: CM0026663



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CADM3 humano (NECL1, SynCAM3) validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en neurociencia sobre adhesión celular y organización sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CADM3
Observaciones/Alias	BlgR; NECL1; TSLL1; CMT2FF; IGSF4B; Necl-1; synCAM3; CADM3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57863
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-330 de CADM3 humano (NP_001120645.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N126
Peso molecular de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo