


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Calbindina Para Wb - P05937

Número de artículo: CM0004722



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Calbindina de alta especificidad para aplicaciones WB, IF-P y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y rata. Detecta calbindina endógena en 30 kDa. Ideal para investigación en señalización por calcio y diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-Calbindina de conejo
Observaciones/Alias	CALB; D-28K; Calbindina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	793
GeneID	793
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la Calbindina humana (P05937).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05937
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo