


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Calbindina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05937

Número de artículo: CM0016646



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Calbindina validado para Western blot (WB), IHC-P y ELISA. Reconoce Calbindina humana, de ratón y de rata. Generado con inmunógeno recombinante de longitud completa. Adecuado para investigación en señalización de calcio, vitamina D y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Calbindina
Observaciones/Alias	CALB; D-28K; Calbindina
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	793
ID del Gen	793
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-261 de la Calbindina humana (NP_004920.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P05937
Peso Molecular de la Proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo