


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Calbindina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05937

Número de artículo: CM0015912



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Calbindina humana (CALB; D-28K) para Western blot, IHC en parafina y ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón y rata; detecta una proteína de ~30 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Calbindina Rabbit pAb                                                                                                                                           |
| Observaciones/Alias | CALB; D-28K; Calbindina                                                                                                                                         |
| Especie             | Humana                                                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 793                                                                                                                                                             |
| GeneID              | 793                                                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-261 de la Calbindina humana (NP_004920.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                                        |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                             |
| SWISS               | P05937                                                                                                                                                          |
| Peso de la proteína | 30kDa                                                                                                                                                           |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                  |