


Anticuerpo Policlonal Rabbit Anti-Calca Para Ihc-P, Elisa - P06881

Número de artículo: CM0020097



Introducción

El pAb Rabbit CALCA es un anticuerpo policlonal de conejo dirigido al péptido relacionado con el gen de la calcitonina 1 humano (alfa-CGRP), validado para IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada de ratón. Ideal para la investigación de vasodilatación y neuropéptidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CALCA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha, CALCA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	796
ID de Gen	796
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-128 de CALCA (NP_001029125.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06881
Peso de la Proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo