

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Calcineurina A Para Wb, Elisa - Q08209

Número de artículo: CM0010764



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Calcineurina A validado para WB y ELISA; detecta PPP3CA humana, de ratón y de rata. Esencial para la investigación de señalización por calcio, transcripción mediada por NFAT y activación de linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Calcineurina A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CALN; CCN1; CNA1; CALNA; DEE91; IECEE; PPP2B; ACCIID; CALNA1; IECEE1; Calcineurina A
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	5530
ID del gen	5530
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 422-521 de la Calcineurina A humana (Q08209).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q08209
Peso de la proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo