

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Calcoco1 Para Wb Y Elisa - Q9P1Z2

Número de artículo: CM0027366

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CALCOCO1, un coactivador de transcripción involucrado en la vía de señalización Wnt y las rutas de receptores nucleares. Validado para WB y ELISA, reacciona con humano y ratón. Adecuado para investigación en regulación génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CALCOCO1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Cocoa; PP13275; calfoglin; CALCOCO1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57658
GeneID	57658
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9P1Z2
Peso proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo