


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Calcr1 Para Wb, Elisa - Q16602

Número de artículo: CM0029858



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CALCRL de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta CALCRL (CRLR; CGRPR) humano, de ratón y de rata, un receptor clave para el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y la adrenomedulina. Ideal para la investigación cardiovascular y neurobiológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CALCRL Conejo pAb
Observaciones/Alias	CRLR; CGRPR; LMPHM8; CALCRL
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10203
ID de Gen	10203
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 346-445 del CALCRL humano (NP_005786.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16602
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo