

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cald1 Para Wb Y Elisa - Q05682

Número de artículo: CM0030963

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-CALD1 para aplicaciones de WB y ELISA. Reconoce la caldesmon humana, una proteína de unión a actina y miosina que regula la contracción del músculo liso y la motilidad de las células no musculares. Ideal para investigación cardiovascular y oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CALD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDM, HCAD, LCAD, h-CD, H-CAD, L-CAD, NAG22, CALD1
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	800
ID del gen	800
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de la CALD1 humana (NP_004333.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q05682
Peso de la proteína	93kDa
Envío	Bolsa de hielo