


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Calhm1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lu99

Número de artículo: CM0025147



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CALHM1 humano (FAM26C), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Adecuado para el estudio de la percepción del gusto, la homeostasis del calcio y la señalización neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CALHM1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FAM26C; CALHM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	255022
GeneID	255022
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8IU99
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo