


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Calhm2 Para Wb Y Elisa - Q9Ha72

Número de artículo: CM0014652



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-CALHM2 validado para Western blot y ELISA. Detecta CALHM2 humano y de rata, un canal modulador de la homeostasis del calcio implicado en la liberación de ATP, la neuroinflamación y la transmisión sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CALHM2 Rabbit pAb
Abreviaturas/Alias	FAM26B; CALHM2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	51063
ID del gen	51063
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-323 de CALHM2 humano (NP_057000.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9HA72
Peso molecular de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo