


Anticuerpo Policlonales Anti-Calm2 Para Wb Y Elisa - P0Dp24

Número de artículo: CM0028309



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la calmodulina-2 CALM2 humana, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Esencial para estudios de señalización por calcio, biología del centrosoma e investigación cardíaca.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CALM2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	caM; CALM; CAM1; CAM3; CAMC; PHKD; CAMII; LQT15; PHKD2; CALML2; CAMIII; CALM2
Especie	Humano
GeneID (humano)	805
GeneID	805
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-149 de CALM2 humana (NP_001734.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P0DP24
Peso de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo