

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Calm3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62158

Número de artículo: CM0012903

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CALM3 humano (calmodulina 3), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Proteína de 16 kDa. Ideal para aplicaciones diagnósticas y de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CALM3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CaM; CALM; CAM1; CAM2; CAMB; PHKD; CPVT6; LQT16; PHKD3; CaMIII; HEL-S-72; CALM3
Especie	Humano
GeneID (humano)	808
GeneID	808
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-140 de CALM3 humano (NP_005175.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P62158
Peso molecular de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo