

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Calmegin (Clgn) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O14967

Número de artículo: CM0002108

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra Calmegin (CLGN) humano, adecuado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de biología reproductiva sobre espermatogénesis y fertilidad masculina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Calmegin Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CLGN; Calmegin
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1047
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-350 de Calmegin humano (O14967)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14967
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo