

Anticuerpo Policlonal Anti-Calmodulina 1/2/3 Para IHC-P, IF/ICC, Elisa - P0Dp23 / P0Dp24 / P0Dp25

Número de artículo: CM0013335



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Calmodulina 1/2/3 humana, adecuado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta las tres isoformas de calmodulina en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de señalización de calcio y regulación de canales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Calmodulina 1/2/3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CALM1; CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Calmodulina 1/2/3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	801/805/808
ID del Gen	801/805/808
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-149 de la Calmodulina 1/2/3 humana (NP_008819.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
Peso Molecular de la Proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo