

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Calmodulina 1/2/3 Para Wb, If-P, Elisa - P0Dp23 / P0Dp24 / P0Dp25

Número de artículo: CM0012234



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la Calmodulina 1/2/3, validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización de calcio y el citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Calmodulina 1/2/3
Observaciones/Alias	CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Calmodulina 1/2/3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	801/805/808
ID de gen	801/805/808
Inmunógeno	Péptido sintético. Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-149 de la calmodulina humana (NP_008819.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo