


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Calmodulina 1/2/3 Para Wb, Elisa - P0Dp23/P0Dp24/P0Dp25

Número de artículo: CM0016823



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra calmodulina 1/2/3 validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA. Dirige contra la calmodulina de humano, ratón y rata, un transductor de señal de unión a calcio clave. Anticuerpo recombinante de conejo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Calmodulina 1/2/3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CALM1; CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Calmodulina 1/2/3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	801/805/808
GeneID	801/805/808
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 70-149 de la Calmodulina 1/2/3 humana (NP_008819.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo