

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Calmodulina (Calm3) Para Wb, If/Icc, Elisa - P62158

Número de artículo: CM0015505

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la calmodulina humana (CALM3), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudios de señalización del calcio y regulación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CALM3
Observaciones/Sinónimos	CaM; CALM; CAM1; CAM2; CAMB; PHKD; CPVT6; LQT16; PHKD3; CaMIII; HEL-S-72; CALM3
Especie	Humana
GenelD (humano)	808
GenelD	808
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-149 de CALM3 humana (NP_001734.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P62158
Peso molecular	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo