

Anticuerpo Monoclonal Anti-Calnexina Para Wb, Elisa - P27824

Número de artículo: CM0010513

Introducción

Calnexina Rabbit mAb para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas. Dirigida a la proteína calnexina de 68 kDa, una chaperona clave del retículo endoplásmico implicada en el control de calidad de glucoproteínas y el plegamiento de proteínas. Para investigación en biología celular y molecular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Calnexina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CNX; P90; IP90; Calnexina
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	821
ID de gen	821
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 493-592 de la Calnexina humana (P27824).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P27824
Peso de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo