

Anticuerpo Policlonal Anti-Calnexina Para Wb, If, Ihc Y Elisa - P27824

Número de artículo: CM0018069

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la calnexina humana (CNX, IP90, P90), una chaperona del RE. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta calnexina en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del plegamiento de proteínas y el control de calidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-calnexina
Observaciones/Sinónimos	CNX; P90; IP90; Calnexina
Especie	Humana
GeneID (humano)	821
GeneID	821
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 500 y 592 de la calnexina humana (NP_001737.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P27824
Peso proteico	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo